

Игла эпидуральная Greatcare GCH 0501

РЗН 2016/3907

эпидуральная анестезия, срез атравматичный, размер
14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G /
24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G / 30G / 31G

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Анестезия	эпидуральная
Срез	атравматичный
Размер Gauge	14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G / 30G / 31G

Дополнительные характеристики

Игла эпидуральная Greatcare GCH 0501 - предназначена для проведения эпидуральной анестезии (введения обезболивающего препарата: анестетик вводится непосредственно в пространство, окружающее твердую оболочку спинного мозга).

Размер: 14G / 15G / 16G / 18G / 19G / 20G / 21G / 22G / 23G / 24G / 25G / 26G / 27G / 28G / 29G / 30G / 31G.

Основные особенности:

- изготовлена из тончайшей высококачественной хирургической стали с гладкой поверхностью, что позволяет обеспечить установку катетера большого диаметра;
- острое иглы имеет **специальный изогнутый кончик**, что обеспечивает точное и атравматичное позиционирование иглы и катетера в эпидуральном пространстве;
- **маркировка длины иглы** с шагом 1 см позволяет точно определить глубину его установки (прокола);
- большие крылья и пластина-рукоятка удобны для захвата иглы, её надежного удержания во время установки и удаления;
- с помощью специального замкового механизма пластиковый мандрен точно и безопасно позиционируется в игле по отношению к плоскости среза её острия;
- все иглы биотолерантны, апирогенны, нетоксичны;
- поставляется в герметичной стерильной упаковке (ЕО);
- для однократного применения.

Срок годности: 5 лет.