

Эпинефрин (для агрегации тромбоцитов) / Epinephrine, кат. № 5367

ФСЗ 2011/11270

система открытая, исследование функции
тромбоцитов, объем 2000 мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	исследование функции тромбоцитов
Назначение	подтверждение тромбоцитарных нарушений
Объем	2000 мкл
Фасовка	эпинефрин (3 мМ) – 2 шт. × 1 мл

Описание

Эпинефрин / Epinephrine для использования в исследованиях агрегации тромбоцитов с целью подтверждения особых тромбоцитарных нарушений.

Основные характеристики:

- подходит для использования с любым агрегометром тромбоцитов;
- высокие концентрации позволяют выполнять разведение в больших и малых дозах, рекомендованных Институтом клинических и лабораторных стандартов;
- возможно замораживание аликвот.