

Эрбиевый лазер Asclepion Dermablade MCL 30

ФСЗ 2009/03949

лазер, эрбиевый, длина волны 2940 нм, частота 1 - 20 Гц, длительность импульсов 400 мкс

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	эрбиевый
Применение	безоперационная блефаропластика / улучшение тонуса и текстуры кожи / лазерная шлифовка / коррекция рубцов / удаление новообразований / удаление пигментных пятен
Длина волны	2940 нм
Частота	1 - 20 Гц
Плотность энергии	1 - 100 Дж/см²
Энергия импульса	1.5 Дж
Длительность импульсов	400 мкс
Размеры пятен	1×6 мм
Дисплей	сенсорный
Размер	1100×450×900 мм
Вес	118 кг

Описание

- Лазер косметологический Dermablade MCL 30 предназначен для:**
- глубокой и поверхностной дермабразии кожи в том числе, в области век, верхней губы, шеи и декольте;
 - лазерного омоложения кожи лица, шеи и области декольте методом фракционного абляционного фототермолиза;
 - коррекции гипертрофических, атрофических и постакне рубцовых изменений;
 - удаления пигментных пятен;
 - удаления доброкачественных новообразований кожи в виде невусов, бородавок, папиллом и т. д.

Технические характеристики MCL 30 Dermablade:

- интерфейс: Touch screen дисплей;
- пилотный лазер: лазерный диод, 635 нм / <1 мВт;
- система подвода луча: зеркальное шарнирное плечо;
- охлаждение: внутренний контур охлаждения;
- условия окружающей среды:
 - температура: от 15С до 30С;
 - относительная влажность: < 85%;
- степень защиты: IP 20;
- подключение к сети: 230 VAC, 50/60 Гц;
- номинальный ток: максимальный 16, А при 230 VAC;

Аппарат MCL- 30 Dermablade комплектуется двумя аппликаторами:

- Zoom-аппликатор «VarioTeam» - для поверхностной и глубокой лазерной шлифовки и удаления новообразований кожи.
- Фракционный аппликатор «MicroSpot» - для абляционного лазерного омоложения с коротким сроком реабилитации (фракционный абляционный фототермолиз).