

Эрбиевый лазер Asclepion Dermablade MCL 31

РЗН 2015/2836

лазер, эрбиевый, длина волны 2940 нм, частота 1 - 20 Гц, длительность импульсов от 100 до 1.000 мс

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	эрбиевый
Применение	коррекция морщин / улучшение тонуса и текстуры кожи / лазерная шлифовка / коррекция рубцов / удаление пигментных пятен
Длина волны	2940 нм
Частота	1 - 20 Гц
Плотность энергии	1 - 100 Дж/см ²
Энергия импульса	1.5 Дж
Длительность импульсов	от 100 до 1.000 мс
Размеры пятен	1×6 / 8×12 / 13×13 мм
Дисплей	5.7"
Размер	360×600×930 мм
Вес	75 кг

Описание

Эрбиевый лазер MCL 31 Dermablade для косметологических процедур лечения и омоложения проблем кожи, эстетической гинекологии. Лазер косметологический MCL 31 Dermablade оснащен эффективной системой удаления дыма и несколькими режимами работы лазерного луча: термальный, фракционный и режим абляции. Управление аппаратом можно осуществлять с помощью Ipad, либо с помощью ножной педали.

MCL31 Dermablade дополнительное оснащение:

- **Наконечник VarioTEAM XL** с регулируемым размером пятна 8-12 мм для быстрой обработки больших повреждений.

- **Наконечник MicroSpot** с регулируемой скоростью покрытия. Наконечник MicroSpot имеет специальную матрицу микролинз с пятном 13 x 13 мм (169 MicroSpots) и используется для процедур фракционной абляции кожи, таких как фракционное омоложение кожи.
- **Наконечник Steri-Spot**: модернизация до женского лазера Джульетты для проведения интравагинальных процедур, таких как лечение вагинального релаксационного синдрома (VRS), вагинальная атрофия и недержание мочи при напряжении (SUI).
- **Наконечник CUT** - предлагает возможность резки лазером Er: YAG.
- **Специальный ножной переключатель «TuneSwitch»** позволяет врачу регулировать: интенсивность / частоту повторений без необходимости касаться экрана устройства.