

ЭРИТРОТЕСТ АГС (Антиглобулиновая сыворотка)

ФСР 2007/01024

ABO-принадлежность, выявляемые антигены
иммуноглобулины человека G, C3d

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Область применения	типирование крови / проба на индивидуальную совместимость донора и реципиента / выявление алло- и аутоSENSИБИЛИЗАЦИИ
Выявляемые антигены	иммуноглобулины человека G, C3d
Активный компонент	антисыворотка кроликов против иммуноглобулинов G человека / моноклональные анти-C3d антитела BRIC8
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2, 5 и 10 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C

Дополнительные характеристики

СПЕЦИФИЧНОСТЬ: не агглютинирует несенсибилизированные эритроциты человека