

Эритротест Цоликлон Анти-А (вариант R)

ФСР 2008/02421

ABO-принадлежность, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены A1 / A2 / A3

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	ABO-принадлежность
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	типирование крови по системе ABO в реакции прямой гемагглютинации
Выявляемые антигены	A1 / A2 / A3
Активный компонент	смесь моноклональных антител класса IgM, секретируемых тремя мышинными гибридами A-90/16, A-86/3 и Birma-1
Форма выпуска	жидкий препарат, готовый к применению. Фасовка: в пластиковые флаконы-капельницы по 2, 5 и 10 мл
Срок хранения	2 года при температуре 2-8°C