

Эритрогест Цоликлон Анти-Fya

РЗН 2013/419

по Даффи, выявляемые антигены Fya системы
Даффи

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	по Даффи
Область применения	типирование крови по системе Даффи в непрямом антиглобулиновом тесте
Выявляемые антигены	Fya системы Даффи
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgG, секретируемые клеточной линией DG-FYA-02
Форма выпуска	пластиковые или стеклянные флаконы-капельницы по 1 и 2 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C