

Эритрогест Цоликлон Анти-Кидд (Jkb)

ФСР 2012/12983

по Кидд, в пробирках, выявляемые антигены Jkb
системы Кидд

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	по Кидд
Применение	в пробирках
Область применения	типирование крови по системе Кидд в реакции прямой гемагглютинации в пробирках
Выявляемые антигены	Jkb системы Кидд
Активный компонент	моноклональные антитела человека класса IgM, секретируемые гетерогбридомой человек-мышь MS-8
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 2 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C