

Эритрогест Цоликлон-СМ Анти-N

ФСР 2008/02421

судебно-медицинский, на плоскости / в пробирках / в микроплате, выявляемые антигены N

Гематолог ООО, Россия



Характеристики

Определение	судебно-медицинский
Применение	на плоскости / в пробирках / в микроплате
Область применения	типирование групп крови по системе MN в реакции прямой агглютинации
Выявляемые антигены	N
Активный компонент	моноклональные антитела, секретируемые мышинной гибридомой N-93/1 / судебно-медицинские исследования пятен крови в реакции абсорбции-элюции
Форма выпуска	пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл
Срок хранения	1 год при температуре 2-8°C