

Факочоппер по Копяеву Медтехника DM-2444.22

РЗН 2019/8125

одноразовый, длина 115 мм, кончик тупой

ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия



Характеристики

Тип	одноразовый
Длина	115 мм
Характеристика кончика	тупой

Дополнительные характеристики

Факочоппер по Копяеву Медтехника DM-2444.22 – одноразовый инструмент, использующийся для механического дробления ядра при проведении ультразвуковой факоэмульсификации.

Характеристики

- Общая длина: 115 мм.
- Тупой кончик.
- Заточен справа.
- Высота рабочей части: 2.2 мм.
- Материал: пластик (ручка), сталь (лезвие).