

Факочоппер по Тахтаеву Медтехника DM-2418.17

РЗН 2019/8125

одноразовый, длина 130 мм, кончик острый

ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия



Характеристики

Тип	одноразовый
Длина	130 мм
Характеристика кончика	острый

Дополнительные характеристики

Факочоппер по Тахтаеву Медтехника DM-2418.17 – одноразовый инструмент, использующийся для механического дробления ядра при проведении ультразвуковой факоэмульсификации.

Характеристики

- Общая длина: 130 мм.
- Острый кончик.
- Высота рабочей части: 1.7 мм.
- Материал: пластик (ручка), сталь (лезвие).