

Ферментативный очиститель КДС концентрат

РЗН 2019/9034

детергент, универсальный, объем 50 мл

Клиникал Диагностик Солюшнз ООО, Россия



Характеристики

Тип	детергент
Универсальные	Да
Объем	50 мл

Дополнительные характеристики

Ферментативный очиститель КДС концентрат (Энзиматик концентрат) – готовое к использованию концентрированное очищающее средство. Протеолитический фермент расщепляет адсорбированные на апертуре и стенках гидравлической системы белки, а ПАВы эффективно удаляют загрязнения.

Объем: 50 мл

Артикул	Для анализаторов	Объем	Количество на 10 000 иссл.
502-198(R)	HTI MicroCC-20Plus	50 мл	4
503-198(R)	HTI PCE-90Vet	50 мл	3
503-198(R)	Mindray BC-1800, 2800, 3000, 3000Plus, 3200, Hemolux 19	50 мл	2
503-198(R)	Diatron Abacus Junior	50 мл	2
503-198(R)	Diatron Abacus Junior Vet	50 мл	3
503-198(R)	URITMedical Hemalit 3000/3300	50 мл	2