

Ферментативный очиститель КДС

РЗН 2019/9034

детергент, универсальный, объем 0.5 л / 1 л / 10 л

Клиникал Диагностик Солюшнз ООО, Россия



Характеристики

Тип	детергент
Универсальные	Да
Объем	0.5 л / 1 л / 10 л

Дополнительные характеристики

Ферментативный очиститель КДС (Энзиматик) – готовый к использованию реагент для очистки проводящих жидкость магистралей в гематологических анализаторах. Протеолитический фермент расщепляет адсорбированные на апертуре и стенках гидравлической системы белки, а ПАВы эффективно удаляют загрязнения.

Объем: 0.5 л / 1 л / 10 л

Артикул	Для анализаторов	Объем	Количество на 10 000 иссл.
501-146(R)	Erma PCE-210	1 л	15
501-146(R)	HTI MicroCC-18	1 л	15
501-162(R)	HTI MicroCC-20Plus	1 л	16
501-121(R)	HTI PCE-90Vet	500 мл	4
501-032(R)	ABX Micros 60 OT8/60 OT18/ES60	1 л	20
501-179(R)	Siemens Advia 60	1 л	20
501-192(R)	Nihon Kohden MEK 6400K/6410K	10 л	1
501-001(R)	Coulter АСТ-серия	500 мл	4
501-008(R)	Coulter MD-серия, Оных	10 л	1
501-135(R)	Diatron Abacus Junior Vet	1 л	14
501-203(R)	Rayto 7600, 7600s, MD -7600, GA -60	1 л	20