

Фиксаж для рентгеновской пленки Agfa G334

ФСЗ 2009/04054

фиксаж, разведение на 25 л, объем канистры 5 л,
упаковка 2 канистры фиксажа, температура раствора
для обработки плёнки 34 °С

Agfa HealthCare N.V., Бельгия



Характеристики

Тип	фиксаж
Разведение	25 л
Объем канистры	5 л
Упаковка	2 канистры фиксажа
Температура раствора для обработки плёнки	34 °С

Дополнительные характеристики

Фиксаж G334 – это стандартный дубящий фиксаж компании Agfa специально разработанный для применения вместе с проявителем G139.

Состоит из двух компонентов и обеспечивают возможность одновременной регенерации серебра.