

Фильтры дыхательные Ассомедика

РЗН 2018/7282

бактериально-вирусный, тепловлагообменный /
обычный (без ТВО), электростатический /
механический, эффективность фильтрации >99.999%

Ассомедика ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	тепловлагообменный / обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический / механический
Эффективность фильтрации	>99.999%

Описание

Дыхательные фильтры Ассомедика обеспечивают фильтрацию поступающего воздуха через механическую или электростатическую мембрану.

Характеристики:

- Стерильные, упакованы в индивидуальную упаковку, однократного применения
- Предназначены для использования только для одного пациента сроком не более 24 часов
- Защита от влаги при хранении
- Апирогенно, нетоксично, не содержит фталатов
- Срок годности (стерильности) – 5 лет

	Без тепловлагообмена		С тепловлагообменом (пеноматериал)		С тепловлагообменом (гидрофобная бумага)	
	Электро- статическая мембрана	Механическая мембрана	Электро- статическая мембрана	Механическая мембрана	Электро- статическая мембрана	Механическая мембрана
	ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНО - ВИРУСНЫЕ НЕОНАТАЛЬНЫЕ					
Порт Луер с защитным колпачком	FL 10114	-	FL 11114	-	FL 12114	-
	ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНО - ВИРУСНЫЕ ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ					
Порт Луер с защитным колпачком	FL 20111	FL 20123	FL 21111 FL 21113	-	FL 22111	-
	ФИЛЬТРЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНО - ВИРУСНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ					
Без порта	FL 30011 FL 30012	FL 30021	FL 31011	-	-	-
Порт Луер с защитным колпачком	FL 30111	FL 30121	FL 31111	FL 31121	FI32111	-