

Диагностический реагент Dialab Фосфор неорганический Молибдат

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, микроэлементы, неорганический фосфор, метод определения фосмолибдатный, колориметрический, объем 50 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	микроэлементы
Параметр определения	неорганический фосфор
Метод	фосмолибдатный, колориметрический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	50 мл
Состав набора	5×50 ml

Дополнительные характеристики

Фосфор неорганический, Phosphorus Inorganic, Molybd.

Диагностический реагент для количественного определения фосфора в сыворотке или плазме крови человека. Метод теста - фосмолибдатный, колориметрический.