

## Фундус-камера Carl Zeiss Visucam 224 / 524

РЗН 2017/6030

мидриатическая / немидриатическая камера, рабочее  
расстояние 40 мм

Carl Zeiss Meditec, Германия



### Характеристики

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Вид                        | мидриатическая / немидриатическая                           |
| Рабочее расстояние         | 40 мм                                                       |
| Режимы съемки              | цветная / флуоресцентная ангиография /<br>автофлуоресценция |
| Минимальный диаметр зрачка | ≥ 4.0 мм, 30° режим узкого зрачка: ≥ 3.3 мм                 |
| Размер                     | 410×480×735 мм                                              |
| Вес                        | 27.5 кг                                                     |

### Дополнительные характеристики

**ZEISS VISUCAM 524/224** — фундус-камера с 24-мегапиксельной матрицей. Дает возможность получить детализированные снимки исключительного качества, способствует эффективной диагностике и мониторингу глазных заболеваний: от глаукомы и диабетической ретинопатии до возрастной макулодистрофии.

Фундус-камера обеспечивает качественную диагностику для оптимального лечения. Это комплексная система с многочисленными встроенными режимами захвата изображения: аутофлуоресценция глазного дна, немидриатический цветной режим, фильтр без красного цвета, красный фильтр, синий фильтр, флуоресцентная ангиография и ангиография с индоцианином зеленым.

ZEISS VISUCAM 524/224 формирует изображение сверхвысокого разрешения и превосходной четкости. Это позволяет получать максимально подробную информацию про исследуемый участок: от полноэкранного изображения до просмотра мельчайших деталей.

Фундус камера VISUCAM оснащена режимом FAF - важным неинвазивным инструментом для диагностики и мониторинга сухой формы возрастной макулодистрофии, включая географическую атрофию сетчатки.

#### Доступные модели:

**VISUCAM 224** - полнофункциональная камера для цветной съемки в немидриатическом режиме и в условиях мидриаза с аутофлуоресценцией.

**VISUCAM 524** - полнофункциональная камера с функцией флуоресцентной ангиографии и возможностью проведения ангиографии с индоцианином зеленым.