

Гастрофиброскоп GIF-E3

ФСЗ 2008/01344

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 9.8 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	9.8 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1345 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Благодаря использованию новых материалов обработка внутренних и внешних поверхностей эндоскопа GIF-E3 стала более простой и тщательной.
Для дезинфекции или стерилизации герметичный аппарат полностью погружается в раствор.