

Гастрофиброскоп GIF-XPE3

ФСЗ 2008/01339

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 7.9 мм, инструментальный канал 2.0 мм, вводимая часть 7.9 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	7.9 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	7.9 мм
Общая длина	1345 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Малый диаметр вводимой части (7,9 мм.) гастроинтестинального фиброскопа GIF-XPE идеально подходит для применения в педиатрической и геронтологической эндоскопии, позволяет легко и безболезненно для пациентов выполнять как рутинные процедуры, так и обследовать пациентов со стриктурами пищевода. Малый наружный диаметр и отличные оптические свойства прибора сочетаются с инструментальным каналом диаметром 2,0 мм, что позволяет использовать в работе широкий спектр эндотерапевтического инструментария.