

Гастрофиброскоп Pentax FG-24V

ФСЗ 2010/06131

фиброскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 7.8 мм, инструментальный
канал 2.0 мм, вводимая часть 7.9 мм, рабочая длина
1050 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Ультразвуковой	Да
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	120 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	7.8 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	7.9 мм
Общая длина	1395 мм
Рабочая длина	1050 мм
Диоптрии	+2--8 D

Дополнительные характеристики

Малый (7,9 мм) внешний диаметр и большой (2,0 мм) диаметр инструментального канала гастрофиброскопа Pentax FG 24v предоставляют большие возможности для терапии при меньшем дискомфорте. Биопсийные щипцы могут быть введены в канал даже при полностью загнутом дистальном конце. Увеличенный инструментальный канал так же пригоден для мощной аспирации. Смещенный вбок инструментальный канал позволяет применять шприц для поверхностной анестезии, одновременно наблюдая в окуляр фиброскопа. Уникальная прокладка Pentax позволяет соединить стандартный шприц напрямую с каналом.