

Гастрофиброскоп тонкий Pentax FG-16V

ФСЗ 2008/01977

фиброскоп, ультразвуковой, резкость 3-50 мм,
диаметр дистального конца 5.2 мм, инструментальный
канал 2.0 мм, вводимая часть 5.3 мм, рабочая длина
925 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Ультразвуковой	Да
Угол поля зрения	125 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	180 °
Изгиб дистальной части вправо	160 °
Изгиб дистальной части влево	160 °
Глубина резкости	3-50 мм
Диаметр дистального конца	5.2 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.3 мм
Общая длина	1270 мм
Рабочая длина	925 мм

Дополнительные характеристики

Гастрофиброскоп Pentax трансазального типа введения применяется для манипуляций диагностического/терапевтического характера на пищеводе, желудке, проксимальном отделе 12-перстной кишки. Также подходит для детей раннего возраста. В плане терапевтического применения (помимо процедур лазеротерапии, санационных заливок) с помощью фиброскопа можно проводить внутривидеоэндоскопические операции, такие как коагуляция, полипэктомия, маркировка, дилатация, биопсия, коагуляция, дилатация и другие.

Диаметр сечения вводимой части всего 5,3 мм, благодаря чему обеспечивается легкое введение прибора и у детей, и у взрослых пациентов при наличии сильных стриктур. Эта характеристика в сочетании с устоявшимся высококлассным качеством Пентакс оптики и привлекательной ценой позволяет отнести этот фиброскоп к

лучшим в ряде других подобных тонких гастрофиброскопов.