

Гастровидеоскоп EVIS EXERA II GIF-2TH180

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального
конца 12.2 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.7 мм,
вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1030 мм,
минимальное расстояние 3 / 5 мм



Olympus Medical Systems Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	12.2 мм
Инструментальный канал	2.8 / 3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Общая длина	1350 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 / 5 мм

Дополнительные характеристики

Модель гастроскопа GIF-2TH180 сочетает в себе великолепные возможности для терапии благодаря двум инструментальным каналам, HDTV качеству изображений и наличию NBI. Благодаря тонкой вводимой части и высоким показателям маневренности GIF-2TH180 представляет собой идеальный инструмент для эндоскопической терапии.