

Гастровидеоскоп EVIS EXERA III GIF-H190

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 9.2 мм, вводимая часть 9.2 мм, рабочая длина
1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	9.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.2 мм
Общая длина	1350 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Более яркая технология NBI повышает возможности определения поражений пищевода и кишечной метapлазии в ЖКТ.

Тонкая конструкция повышает комфорт для пациента.

Водное сопло повышает эффективность очистки слизистой и поддерживает гемостаз.

Снижение риска проникновения воды благодаря полной герметичности коннектора, подключаемого одним касанием.