

Гастровидеоскоп EVIS EXERA III GIF-HQ190

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 5-100 мм, диаметр дистального
конца 9.9 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
рабочая длина 1030 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	5-100 мм
Диаметр дистального конца	9.9 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Общая длина	1350 мм
Рабочая длина	1030 мм

Дополнительные характеристики

Революционная разрешающая способность и технология двойного фокуса для эффективной постановки диагноза.

Более яркая и производительная технология узкоспектральной визуализации повышает возможности определения поражений пищевода и кишечной метаплазии в ЖКТ.

Технологии NBI и двойной фокус позволяют проводить нацеленную биопсию в пищеводе Барретта.

Водное сопло повышает эффективность очистки слизистой и поддерживает гемостаз.

Снижение риска проникновения воды благодаря полной герметичности коннектора, подключаемого одним касанием.