

Гастровидеоскоп EVIS EXERA III GIF-XP190N

РЗН 2014/1906

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 5.4 мм, инструментальный канал 2.2 мм,
вводимая часть 5.8 мм, рабочая длина 1100 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	5.4 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.8 мм
Общая длина	1420 мм
Рабочая длина	1100 мм

Дополнительные характеристики

Обеспечивает трансназальную гастроскопию с повышенным уровнем комфорта для пациента.
Экономия времени восстановления после процедуры благодаря минимальной потребности в седации.
Великолепное качество изображения и более яркая визуализация благодаря технологии узкоспектральной визуализации для диагностики поражений пищевода.