

Гастровидеоскоп Fujifilm FG-1Z

ФСЗ 2011/10110

фиброскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального
конца 9.5 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1030 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	фиброскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	105 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	9.5 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1350 мм
Рабочая длина	1030 мм

Дополнительные характеристики

Fujifilm FG-1Z - надежные и простые эндоскопы серии Z для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для решения разнообразных задач в эндоскопии. Имеют внешний диаметр 9.8 мм и стандартный инструментальный канал диаметр 2.8 мм. Исследование любого участка выполняется быстрее и проще благодаря высокой гибкости. Фиброгастроскоп полностью герметичен и водонепроницаем.