

Гастровидеоскоп FUJINON EG-530NP

ФСЗ 2011/10110

видеоскоп, резкость 3-100 мм, инструментальный канал 2.0 мм, рабочая длина 1100 мм

FUJIFILM Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	120 °
Глубина резкости	3-100 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Общая длина	1400 мм
Рабочая длина	1100 мм

Дополнительные характеристики

Видеогастроскоп FUJINON EG-530NP с уменьшенным диаметром гибкой части и дистального конца, но имеющий такое же увеличение. Компактные размеры данной модели обеспечивают более комфортные условия для пациентов. Рабочий диаметр всего 5,1 мм., а дистального конца аж 4,9 мм. позволяет использовать гастроскоп в педиатрии и неонатологии, а также применять у взрослых трансназально. Кроме того, рабочий канал в 2,0 мм обеспечивает достаточное пространство для использования инструментов. Две световые направляющие на дальнем конце обеспечивают хорошее освещение.