

Гастровидеоскоп GIF-FQ260Z

ФСЗ 2009/04955

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 11.0 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 10.5 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	11.0 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	10.5 мм
Общая длина	1345 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Функция оптического увеличения увеличивает изображение до 85 раз (если используется 19-дюймовый монитор) без потери качества изображения.

2 новые эксклюзивные функции: авто флуоресцентное изображение, которое позволяет различить нормальную и пораженную опухолью слизистые; и эндоскопия с использованием узкополосного спектра света, которая предназначена для четкого отображения мелкой капиллярной структуры.

Функция идентификации эндоскопа сохраняет информацию в чипе памяти и выводит ее на монитор. Также в памяти сохраняются такие настройки как автоматический баланс белого цвета, что облегчает управление

ЭНДОСКОПОМ.