

Гастровидеоскоп GIF-H170

РЗН 2015/3431

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 9.2 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.2 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	9.2 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.2 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-H170 предназначен для применения на верхнем отделе желудочно-кишечного тракта (включая пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку). HDTV захватывает и отображает ясные изображения с точной детализацией и точным цветом, что помогает выполнять более сложные процедуры. NBI- узкая полоса отображения – это технология, которая улучшает визуализацию сосудов и мышечной поверхности. GIF-H170 имеет оптимальный баланс между размером – внешний диаметр дистального конца 9.2 мм – и функциональностью.

Новая конструкция разъема уменьшает усилие, требуемое для его присоединения перед проведением обследований и между ними. Он также является полностью погружаемым в жидкость, что устраняет необходимость использования водонепроницаемого колпачка и позволяет избежать дорогостоящего ремонта в связи со случайным погружением в жидкость.