

Гастровидеоскоп GIF-Q180

РЗН 2015/3464

видеоскоп, резкость 2-100 мм, диаметр дистального конца 8.8 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 8.8 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	2-100 мм
Диаметр дистального конца	8.8 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	8.8 мм
Общая длина	1345 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Полноэкранный формат обеспечивает превосходное изображение высокой резкости и естественных цветов по всей ширине большого экрана.

Эргономично сконструированная удобная рукоятка облегчает управляемость видеоскопом за счет удобно расположенных кнопок и переключателей с пользовательской настройкой.

Прибор полностью совместим с видеосистемами CV-180/160/140.

Функция идентификации эндоскопа позволяет сохранять индивидуальную информацию об эндоскопе и отображать её на экране монитора. Это облегчает в дальнейшем проведение учёта эндоскопических процедур.