

Гастровидеоскоп GIF-LV1

ФСЗ 2012/12490

видеоскоп, резкость 3-100 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.2 мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.2 мм
Общая длина	1350 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм
Диоптрии	- D