

Гастровидеоскоп GIF-XP150N

ФСЗ 2008/01087

видеоскоп, резкость 3-100 мм, диаметр дистального конца 5.5 мм, инструментальный канал 2.0 мм, вводимая часть 5.5 мм, рабочая длина 1100 мм, минимальное расстояние 3 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	100 °
Изгиб дистальной части влево	100 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	5.5 мм
Инструментальный канал	2.0 мм
Наружный диаметр вводимой части	5.5 мм
Общая длина	1420 мм
Рабочая длина	1100 мм
Минимальное видимое расстояние	3 мм

Дополнительные характеристики

Превосходное качество изображения обеспечивает оптимальные условия исследования. Эргономичная рукоятка увеличивает маневренность эндоскопа. При этом благодаря простой технике ручного управления и наличию программируемых пользователем переключателей, увеличивается удобство использования и функциональность.