

Гастровидеоскоп Pentax EG-2490K

ФСЗ 2010/06131

фиброскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального  
конца 7.1 мм, инструментальный канал 2.4 мм,  
вводимая часть 8.0 мм, рабочая длина 1050 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Вид                             | фиброскоп |
| Угол поля зрения                | 140 °     |
| Изгиб дистальной части вверх    | 210 °     |
| Изгиб дистальной части вниз     | 120 °     |
| Изгиб дистальной части вправо   | 120 °     |
| Изгиб дистальной части влево    | 120 °     |
| Глубина резкости                | 4-100 мм  |
| Диаметр дистального конца       | 7.1 мм    |
| Инструментальный канал          | 2.4 мм    |
| Наружный диаметр вводимой части | 8.0 мм    |
| Общая длина                     | 1373 мм   |
| Рабочая длина                   | 1050 мм   |
| Диоптрии                        | - D       |

Дополнительные характеристики

Pentax EG-2490K имеет тонкую 8 мм вводимую трубку, эргономичное исполнение корпуса. Изгиб дистальной части инструмента дает возможность детально обследовать полость желудка. Инструментальный канал 2,4 мм также позволяет использовать этот эндоскоп для проведения повседневных обследований, массового скрининга, а также для обследования детей и пациентов со стриктурами.