

Гастровидеоскоп Pentax EG-2990K

ФСЗ 2010/06131

видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального
конца 10.2 мм, инструментальный канал 2.8 мм,
вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1050 мм

Noya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	120 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	10.2 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1360 мм
Рабочая длина	1050 мм
Диоптрии	- D

Дополнительные характеристики

Инструмент для рутинных исследований верхних отделов ЖКТ, а так же для проведения лечебных процедур. Этот аппарат обеспечивает высококачественное изображение и может использоваться с большим количеством инструментов. В основном эта модель предназначена для рутинных исследований, а также может быть использована для проведения лечебных процедур.