

Гастровидеоскоп Pentax EG-3890TK

ФСЗ 2010/06131

видеоскоп, резкость 4-100 мм, инструментальный канал 2.8 / 3.8 мм, вводимая часть 12.8 мм, рабочая длина 1050 мм

Hoya Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	120 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	4-100 мм
Инструментальный канал	2.8 / 3.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.8 мм
Рабочая длина	1050 мм
Диоптрии	- D

Дополнительные характеристики

Двухканальный терапевтический видеогастроскоп EG-3890TK позволяет добиться максимальных результатов в при обследовании и лечении верхних отделов ЖКТ. Первый канал, диаметром 3,8 мм служит для работы с инструментами – щипцами, лазерными коагуляторами, электродами и др., а второй, диаметром 2,8 мм обеспечивает максимальные возможности аспирации. Конструкция эндоскопа позволяет задействовать оба инструментальных канала для аспирации жидкости.