

Гастровидеоскоп ультразвуковой GF-UCT140–AL5

РЗН 2015/3464

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 14.6 мм,
инструментальный канал 3.7 мм, вводимая часть 12.6
мм, рабочая длина 1030 мм, минимальное расстояние
6 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	55 °
Угол поля зрения	120 °
Изгиб дистальной части вверх	130 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	90 °
Изгиб дистальной части влево	90 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	14.6 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.6 мм
Общая длина	1575 мм
Рабочая длина	1030 мм
Минимальное видимое расстояние	6 мм
Частоты	5 / 6 / 7.5 / 10 МГц

Дополнительные характеристики

Благодаря большому рабочему каналу модель GF-UCT140–AL5 идеально подходит для терапевтического применения в пищеварительном тракте и соседних областях, включая тонкоигольную аспирацию под контролем ультразвука. GF-UCT140-AL5 сочетает непревзойденное качество эндоскопического изображения с

усовершенствованным ультразвуковым изображением.