

Гастровидеоскоп ультразвуковой GF-UE160-AL5

РЗН 2015/3464

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 13.8 мм,
инструментальный канал 2.2 мм, вводимая часть 11.8
мм, рабочая длина 1250 мм, минимальное расстояние
6 мм



Olympus Medical Systems Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	55 °
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	130 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	90 °
Изгиб дистальной части влево	90 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	13.8 мм
Инструментальный канал	2.2 мм
Наружный диаметр вводимой части	11.8 мм
Общая длина	1555 мм
Рабочая длина	1250 мм
Минимальное видимое расстояние	6 мм
Функция THE	да

Дополнительные характеристики

Более легкая ориентация в панкреатобиллиарной зоне при помощи 360° электронного радиального сканирования и возможности вращения изображения.
Высококачественные УЗ-изображения на 4 частотах по выбору.

Превосходная маневренность за счет большого диапазона изгибов (130° вверх и по 90° вниз, влево, вправо).
Функция THE (Tissue Harmonic Echo - Гармоническое Эхо Тканей) для улучшенного разрешения.
Цветной Допплер для эффективного подтверждения кровотока.
Функция промывания линзы объектива для постоянного обеспечения ясного обзора.