

Гастровидеоскоп ультразвуковой TGF-UC180J

РЗН 2015/3464

видеоскоп, ультразвуковой, резкость 3-100 мм,
диаметр дистального конца 14.6 мм,
инструментальный канал 3.7 мм, вводимая часть 12.6
мм, рабочая длина 1245 мм, минимальное расстояние
5 мм

Olympus Medical Systems Corporation, Япония



Характеристики

Вид	видеоскоп
Ультразвуковой	Да
Направление обзора	0 °
Угол поля зрения	100 °
Изгиб дистальной части вверх	180 °
Изгиб дистальной части вниз	90 °
Изгиб дистальной части вправо	90 °
Изгиб дистальной части влево	90 °
Глубина резкости	3-100 мм
Диаметр дистального конца	14.6 мм
Инструментальный канал	3.7 мм
Наружный диаметр вводимой части	12.6 мм
Общая длина	1560 мм
Рабочая длина	1245 мм
Минимальное видимое расстояние	5 мм
Частоты	5 / 6 / 7.5 / 10 МГц
Диапазон сканирования	90 °

Дополнительные характеристики

TGF-UC180J EVIS EXERA II - ультрасовременный гастроскоп для ультразвукового исследования - открывает новые возможности в лечении эндоскопического ультразвука (EUS). Исключительная маневренность, контроль и всесторонняя визуализация обеспечивается короткой жесткой частью, прямым каналом и широким углом поворота на 180 °.

Усовершенствованная маневренность лежит в основе принципов дизайна ультразвукового гастроскопвизора TGF-UC180J. 30-процентное уменьшение длины жесткого дистального конца стало возможным благодаря уникальному позиционированию ультразвукового преобразователя. Это позиционирование имеет дополнительное преимущество, обеспечивающее прямой контакт между датчиком и поверхностью ткани, что делает использование воздушного шара более не необходимым. Маневренность и всесторонние наблюдения дополнительно усиливаются впечатляюще широким углом поворота на 180 °, что позволяет проводить всесторонние наблюдения даже в труднодоступных районах.