

Газогенераторный пакет для создания микроаэрофильной атмосферы GENbox microaer

ФС № 2006/1 177

газ-пакет, организмы для инкубации микроаэрофиллы,
газогенераторов 10 шт., одноразовый

BioMerieux, Франция



Характеристики

Вид	газ-пакет
Для инкубации организмов	микроаэрофиллы
Количество газогенераторов	10 шт.
Одноразовый	Да

Дополнительные характеристики

Состав:

- 10 генераторов в индивидуальной упаковке из фольги ;
- 1 инструкция.

Описание:

Газогенераторы GENbox работают без добавления воды или катализатора и без выделения водорода. Они удобны в использовании и безопасны. Газогенераторы GENbox анаэробной, микроаэробной и обогащенной углекислым газом атмосферы содержат одинаковые химические реагенты: уголь активированный, натрия аскорбат и другие органические и неорганические вещества. Газовый состав образующейся в контейнере для инкубации атмосферы (содержание кислорода и углекислого газа) зависит от количественного соотношения реагентов, абсорбирующих кислород и высвобождающих углекислый газ. При использовании генератора анаэробной атмосферы GENbox анаер поместите в пакет индикатор кислорода для контроля анаэробноза таким образом, чтобы его было видно снаружи, и чтобы он не соприкасался со стенками контейнера. Вскройте необходимое количество газогенераторов, не используя ножницы и другие острые предметы. Поместите их в контейнер. Реакция начинается сразу после контакта газогенератора с воздухом.