

Желчный бульон с бриллиантовым зеленым Brilliant Green Bile Broth 2% (M121)

ФСЗ 2009/03706

бульон, желчный, для подтверждения присутствия
колиформных микроорганизмов, флакон, 500 г / 1 кг /
2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	желчный
Назначение	для подтверждения присутствия колиформных микроорганизмов
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 1 кг / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Данную среду рекомендуют для подтверждения присутствия колиформных микроорганизмов (БГКП) в ходе санитарно-микробиологического исследования воды открытых водоемов, сточных вод, молока и других пищевых продуктов. Она рекомендована, в том числе, международным комитетом (ISO 4831: 1991).