

Гематологический анализатор Erba Elite 3

ФСЗ 2011/09513

80 тестов в час, кровь

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Производительность	80 тестов в час
Материал для исследования	кровь
Калибровка	автоматическая / ручная
Размеры	320×260×365 мм
Вес	12 кг

Описание

Наличие режима предварительного разведения. USB-интерфейс с поддержкой подключения: компьютера, клавиатуры, внешнего принтера, ручного считывателя штрих-кодов, внешнего устройства памяти.