

Гематологический анализатор Erba Elite 5

ФСЗ 2011/09513

60 тестов в час, цельная кровь

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Производительность	60 тестов в час
Материал для исследования	цельная кровь
Калибровка	автоматическая / ручная
Размеры	500×370×450 мм
Вес	35 кг

Описание

Принципы измерения: кондуктометрический метод измерения для подсчета общего количества клеток / лазерный метод для дифференцировки лейкоцитов на 5 популяций / фотометрический метод для измерения гемоглобина