

Салфетка гемостатическая Эргон Эст СУРГИТАМП
фибриллярная рассасывающаяся

РЗН 2016/3909

бинт, вискоза / целлюлоза, рассасывается

Эргон Эст СООО, Беларусь



Характеристики

Форма выпуска	бинт
Состав	вискоза / целлюлоза
Рассасывается	Да

Дополнительные характеристики

Сургитамп получается путем окисления определенного типа целлюлозы, натуральной вискозы. Это сопровождается дополнительным процессом с целью получения чистой формы высокого качества окисленной регенерированной целлюлозы.

Сургитамп фибриллярный может быть использован в разных видах хирургии, например, сердечно-сосудистая хирургия, геморроидотомия, сосудистая имплантация, биопсия , операции на легких, челюстно-лицевая хирургия, резекция желудка, операции носоротовой полости, операции на печени и желчном пузыре, грудная и брюшная симпатектомия, операции на щитовидной железе, трансплантация кожи, лечение неглубоких повреждений, особенно при краниотомии, хирургии синусов и нефрэктомии.