

Коагулятор Ellman Surgitron 4.0 Dual RF/120 IEC

РЗН 2015/2942

радиохирургический, режимы коагуляция / резание,
коагуляция биполярная, частота излучения 4.0 МГц,
пинцет, набор электродов

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Область применения	амбулаторная хирургия / малая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	коагуляция / резание
Коагуляция	биполярная
Частота излучения	4.0 МГц
Выходная мощность	биполярная коагуляция 90 Вт режим резания 90 Вт режим фульгурации 35 Вт
Память настроек мощности	Да
Педаль	Да
Пинцет	Да
Набор электродов	Да
Размеры	228×127×330 мм
Масса	9 кг

Дополнительные характеристики

Прибор электро-радиохирургический **Surgitron-DF 120** представляет собой полупроводниковый высокочастотный генератор, являющийся источником высокомогущной энергии радиоволн, который может использоваться для целого ряда радиоволновых хирургических манипуляций. Данное действие достигается выбором форм волны и уровней мощности с помощью кнопок, расположенных на передней панели. Выбор режима осуществляется с помощью нажимных кнопок и индикаторов, которые дают информацию о состоянии прибора. Уровень мощности для каждого режима высвечивается на цифровых дисплеях, находящихся на передней панели прибора, на которых также показывается положение самопроверки и наблюдения. Регулирование окончательной выходной мощности осуществляется с помощью ножного и (или) ручного

переключения. Внутренняя память является особым элементом для сохранения всех настроек передней панели, режима и уровня выходной мощности. Прибор соответствует международным стандартам безопасности.

Комплект поставки

Комплект поставки прибор электро-радиохирургический Surgitron-DF 120

1. Высокочастотный хирургический радиоволновой генератор Surgitron® DF 120

2. Двойная ножная педаль со шнуром

3. Наконечник для электродов

4. Трехкнопочный наконечник ручного включения для электродов

5. Держатель для наконечника

6. Биполярный шнур одноразовый – 5 шт.

7. Базовый комплект стерилизуемых сгибаемых электродов (7 штук (S10B):

TC7 — треугольный Ø 6.35 мм

TC3 — ромбовидный Ø 4.76 мм

TB1 — круглый Ø 6.35 мм

TD3 — шариковый Ø 2 мм

TA3 — игольчатый Ø 0.79 мм

TF1 — игольчатый с широкой иглой

TA8 — Vari-Tip с контролируемой глубиной разреза

8. Нейтральный электрод (антенная пластина), стерилизуемый

9. Нейтральный электрод (антенная пластина), одноразовый (25 в упак.)

10. Сетевой шнур

11. Инструкция по эксплуатации на русском языке

12. Видеоматериалы

13. ZIP — запасные предохранители (2 шт.)