

Жгут венозный Sarstedt многоразовый

ФСЗ 2009/04702

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 43
см, ширина 25 мм

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	43 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный SARSTEDT многоразовый

Жгут разработан для безопасного и удобного использования одной рукой во время процедуры взятия крови.
Может поставляться в модификации без латекса.

Виды:

- 95.1007 - жгут многоразового использования - 200 шт./ 1 шт.
- 95.1007.001 - жгут многоразового использования, без латекса - 200 шт./ 1 шт.

Подлежит автоклавированию до 121 С°.