

Жгут венозный Sarstedt Tournistrip одноразовый

ФСЗ 2009/04702

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
одноразовый, бумажный, для взрослых / для детей

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	одноразовый
Материал	бумажный
Возрастная категория	для взрослых / для детей

Дополнительные характеристики

Жгут венозный Sarstedt Tournistrip, одноразовый

Одноразовый жгут сводит к минимуму риск возникновения перекрестного инфицирования и внутрибольничных инфекций при взятии крови.

Изготовлен из комбинированного материала (бумага / пластик). **Безлатексный.**

200 шт. в пакете, 4 800 шт. в коробке.