

Жгут венозный BD Vacutainer Stretch

ФСЗ 2007/00859

для внутривенных манипуляций, ленточный,
одноразовый, резиновый, для взрослых, длина 43 см,
ширина 25 мм

Becton Dickinson, США



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	ленточный
Тип	одноразовый
Материал	резиновый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	43 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут BD Vacutainer Stretch для взятия крови – венозный жгут, предназначенный для ограничения потока крови при проведении внутривенных манипуляций.

Особенности и преимущества:

- **Безлатексный** – не вызывает аллергической реакции у чувствительных к латексу пациентов и медработников.
- **Одноразовый** – минимизирует риск инфицирования и возникновения больничных инфекций.
- **Удобная упаковка**, благодаря которой жгуты легко дозируются для одноразового использования.
- Растягивается.

Количество в упаковке - 25 шт.