

Жгут венозный BD CBC-Tourniquet

ФСЗ 2007/00859

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многократный, матерчатый, для взрослых / для детей,
длина 43 см, ширина 25 мм

Becton Dickinson, США



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многократный
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых / для детей
Длина	43 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный BD CBC-Tourniquet – жгут многократного использования, предназначенный для взятия крови и иных внутривенных манипуляций.

Особенности:

- Жгут состоит из мягкой эластичной ленты (с расцветкой Pronto™) с фиксирующим механизмом с двумя кнопками для его ослабления и сброса.
- Благодаря своей конструкции, жгут BD CBC-Tourniquet удобен и прост в использовании даже **одной рукой**.
- Не защемляет и не натирает кожу при стягивании или ослаблении.
- **Безлатексный**, что предотвращает риск аллергий для пациентов и медицинских работников, чувствительных к латексу.