

Жгут венозный Арехмед для детей

ФСЗ 2008/02863

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоцветный, матерчатый, для детей, длина 34 см,
ширина 25 мм



Арехмед International B. V., Нидерланды

Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоцветный
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для детей
Длина	34 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный Арехмед используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций.

Особенности жгута для внутривенных манипуляций Арехмед:

- Зажимное устройство жгута позволяет застегивать / расстегивать жгут одной рукой.
- Реализована возможность ослабления давления без снятия изделия.
- Допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами.

Бывают как детские, так и взрослые.