

Жгут венозный Apexmed для взрослых

ФСЗ 2008/02863

для внутривенных манипуляций, с фиксатором,
многоразовый, матерчатый, для взрослых, длина 45
см, ширина 25 мм

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Назначение	для внутривенных манипуляций
Вид	с фиксатором
Тип	многоразовый
Материал	матерчатый
Возрастная категория	для взрослых
Длина	45 см
Ширина	25 мм

Дополнительные характеристики

Жгут венозный Apexmed используется для ограничения циркуляции венозной крови при заборе крови, проведении внутривенных инъекций.

- Особенности жгута** для внутривенных манипуляций Apexmed:
- Зажимное устройство жгута позволяет застегивать / расстегивать жгут одной рукой.
 - Реализована возможность ослабления давления без снятия изделия.
 - Допускается обработка разрешенными дезинфекционными средствами.

Бывают как взрослые, так и детские.